



ZAPOBIEGA I ŁAGODZI OBJAWY ALERGI

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ ULOTKI

allergy

Czym jest preparat Sinulan FORTE Allergy i do czego się go stosuje?

Sinulan FORTE Allergy jest wyrobem medycznym, który tworzy barierę ochronną nad błoną śluzową nosa, dzięki czemu kontakt alergenów i patogenów z błoną śluzową jest ograniczony lub utrudniony, co zapobiega lub minimalizuje rozwój objawów nieżyty nosa oraz zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Jego działanie ochronne wynika głównie z obecności ksyloglukanu, polimeru pochodzenia naturalnego, wykazującego zdolność do ochrony błony śluzowej i redukcji nadmiernego wydzielania płynów takich jak śluz. Preparat Sinulan FORTE Allergy został specjalnie opracowany w celu kontrolowania i łagodzenia objawów nieżyty nosa oraz zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych wywołanych przez różne czynniki, w szczególności pochodzenia alergicznego.

Sinulan FORTE Allergy wpływa na złagodzenie objawów alergii na pyłki, roztocza lub zwierzęta domowe, zapewniając barierę dla alergenów przenoszonych drogą powietrzną. Sinulan FORTE Allergy można również stosować jako środek zapobiegawczy przed wejściem w kontakt ze środowiskiem, w którym mogą występować alergeny przenoszone drogą powietrzną (okresy kwitnienia, prace ogrodnicze, odkurzanie itp.), ponieważ sposób działania preparatu zapewnia ochronę od samego początku, jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów.

Jak stosować Sinulan FORTE Allergy?

Sinulan FORTE Allergy należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nieustąpienia objawów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zaleca się 1-2 aplikacje do każdego otworu nosowego 3-4 razy dziennie. Regularne stosowanie jest zalecane w przypadku wystąpienia pierwszych objawów oraz w przypadku utrzymującego się nieżyty nosa. W zależności od stopnia nasilenia objawów dawkowanie może być zwiększone.

1. Delikatnie wydmuchaj nos, aby oczyścić otwory nosowe.
2. Wstrząśnij butelką i zdejmij nasadkę ochronną.
3. Trzymaj butelkę tak, by palce wskazujący i środkowy znajdowały się po jej obu stronach, a kciuk pod dnem butelki. Nachyl lekko głowę do przodu i zablokuj jeden z otworów nosowych, delikatnie przyciskając palcem płatek nosa.
4. Wprowadź aplikator do otworu nosowego i przyciśnij dysze rozpylającą raz lub dwa razy.
5. Wprowadź aplikator do drugiego otworu nosowego i powtórz procedurę powyżej.
6. Nałóż nasadkę na butelkę.

Dzięki zastosowanej w produkcie Sinulan FORTE Allergy dyszy rozpylającej wielkość kropli zapewni wąski strumień umożliwiający odpowiednie rozprządzenie roztworu w całej jamie nosowej, sięgając nawet jej górnej części.

Możliwe działania niepożądane preparatu Sinulan FORTE Allergy

Sinulan FORTE Allergy jest bardzo dobrze tolerowany. Do chwili obecnej nie są znane żadne regularnie występujące lub utrzymujące się działania niepożądane preparatu. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem Sinulan FORTE Allergy należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

Sinulan FORTE Allergy nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na ksyloglukan lub jakiegokolwiek inny składnik produktu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu Sinulan FORTE Allergy. W celu zapewnienia higieny każda butelka powinna być używana wyłącznie przez jedną osobę. Nie należy stosować dłużej niż 6 tygodni od daty otwarcia. Nie należy używać w przypadku, gdy produkt jest uszkodzony. Sinulan FORTE Allergy nie zawiera takich składników farmakologicznych jak leki przeciwhistaminowe czy sterydy. W przypadku konieczności stosowania innego środka farmakologicznego, Sinulan FORTE Allergy można podawać równocześnie z nim.

Bezpieczeństwo dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Mimo iż nie są znane żadne działania niepożądane, kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak przechowywać preparat Sinulan FORTE Allergy?

Data przydatności do spożycia preparatu Sinulan FORTE Allergy znajduje się na pudełku i na butelce. Preparatu Sinulan FORTE Allergy nie należy stosować po upływie daty przydatności do spożycia. Sinulan FORTE Allergy nie wymaga przechowywania w szczególnych warunkach. Preparatu nie należy zamrażać. Sinulan FORTE Allergy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład:

Składniki: ksyloglukan, metylosulfonylometan, sorbinian potasu, wersenian disodowy, kwas borny, wodorotlenek sodu i roztwór soli fizjologicznej.

Prezentacja:

Butelka zawierająca 15 ml roztworu do płukania nosa.

DYSTRYBUTOR: Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska, info@walmark.pl

Rev. 2: 2018-04



NOVENTURE, S.L.
Calle Consejo de Ciento, 333
08007 Barcelona – Hiszpania



W 15158/L/01/POL

W A L M A R K® Dispatch note of print out packing material W A L M A R K®